

样品杆示例



AC 磁化率插杆



双轴旋转杆
马达驱动旋转台+压电陶



用于 Squids 测试样品杆



马达驱动的单轴旋转样品杆
安装 16pin puck 样品托



马达驱动的高压旋转杆
可旋转金刚石对顶压机



匹配变温超导磁体标准样品杆
安装 16pin puck 样品托



超低漏电流样品杆
集成三同轴电贯穿和三同轴样品托
绝缘度 > 1000TΩ



光学插件



匹配变温超导磁体样品杆

并提供 60pin puck 样品托和
安装 60 个 BNC 接线端子的接线盒



匹配标准 Cryofab 100 升液氮杜瓦的样品杆

匹配液氮杜瓦的法兰、球阀、电学测试的 puck 样品托、
24 针 Fischer 电贯穿和安装 24 个 BNC 的 19 寸 2U 接线盒



匹配变温超导磁体样品杆

可以同时安装 3 个金刚石对顶压机



集成微型超导磁体的 Squids 测试样品杆

集成两个 puck 样品托和微型超导磁体
线性操作器允许上下移动微型超导磁体



集成微型超导磁体的 Squids 测试样品杆

安装四个 SMK 微波接头和四根半钢缆



匹配液氮/液氮杜瓦，可快速筛选样品的样品杆

- ① 匹配液氮杜瓦的马达驱动样品杆
- ② 匹配液氮杜瓦的马达驱动样品杆